

Formularz asortymentowo-cenowy

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla Działu Farmacji Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zadanie nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa handlowa /KOD EAN	J.m	Wielkość zamówienia (opakowania)	Cena jedn. netto za opakowanie	VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia netto	Wartość VAT	Wartość zamówienia brutto	Uwagi
1.	Opatrunek Hydrofiber niszczący biofilm, z jonami srebra i kwasem wersenowym i chlorkiem benzetoniowym o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami rozm.10x10		op.a'1szt.	120							
2.	Opatrunek Hydrofiber niszczący biofilm, z jonami srebra i kwasem wersenowym i chlorkiem benzetoniowym o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami rozm.15x15		op.a'1szt.	7							
3.	Opatrunek hydrowłóknisty w formie kompresu z właściwościami antybakteryjnymi. Stosowany do ran płytkich, głębokich z dużym lub umiarkowanym wysiękiem. Rozmiar 10cmx10cm		op.a'1szt.	80							
4.	Opatrunek hydrowłóknisty w formie kompresu z właściwościami antybakteryjnymi. Stosowany do ran płytkich, głębokich z dużym lub umiarkowanym wysiękiem. Rozmiar 15cmx15cm		op.a'1szt.	6							
5.	Opatrunek hydrokolidowy zbudowany z 3 hydrokolidów: karboksym etylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, można docinać rozm. 10x10		op.a'1szt.	15							
6.	Bakteriobójczy, wielowarstwowy opatrunek piankowy, przylepny, przeznaczony na rany płytkie, z infekcją lub z podejrzeniem infekcji, z dużą ilością wydzielin. Działa już po 30 minutach po zastosowaniu. Rozmiar 10cmx10cm		op.'1szt.	60							

7.	Bakteriobójczy, wielowarstwowy opatrunek piankowy, przylepny, ze srebrem jonowym, przeznaczony na rany płytkie, z infekcją lub z podejrzeniem infekcji, z dużą ilością wydzielin. Działa już po 30 minutach po zastosowaniu. Rozmiar 10cmx10cm		op.'1szt.	25							
8.	Bakteriobójczy, wielowarstwowy opatrunek piankowy, nieprzylepny, ze srebrem jonowym, przeznaczony na rany płytkie, z infekcją lub z podejrzeniem infekcji, z dużą ilością wydzielin. Działa już po 30 minutach po zastosowaniu. Rozmiar 10cmx10cm		op.'1szt.	12							
9.	Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów:karboksym etylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, można docinać rozm. 15x15		op.a'1szt.	6							
10.	Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów:karboksym etylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, półprzezroczysty, można docinać (thin). Rozm. 15x15		op.a'1szt.	6							
11.	Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów:karboksym etylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, półprzezroczysty, można docinać (thin). Rozm. 10x10		op.a'1szt.	100							
12.	Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów:karboksym etylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, półprzezroczysty, można docinać (thin). Rozm. 7,5x7,5		op.a'1szt.	10							

13.	Opatrunek cienki, miękki, dopasowujący się do ciała. Warstwowy piankowy opatrunek z przylepną, silikonową, perforowaną warstwą kontaktową. Składa się z 3 warstw: zewnętrznej wodoodpornej o wysokim współczynniku przepuszczalności, warstwy chłonnej pianki, absorbującej wysięk oraz silikonowej warstwy kontaktowej z raną, przylepny, zapobiegającej przemieszczaniu się opatrunku i chroniącej nowo powstałe tkanki przed uszkodzeniem przy zmianie opatrunku. Przeznaczony na rany z małą ilością wysięku. Rozmiar 8cmx8cm		op.a'1szt.	170								
14.	Opatrunek wielowarstwowy przeznaczony do opatrywania ran z obfitym wysiękiem. Zawiera warstwę superabsorbentu. Może być używany jako opatrunek pierwotny lub wtórny. Rozmiar 15x15cm		op. a"1szt	10								
15.	Opatrunek wielowarstwowy przeznaczony do opatrywania ran z obfitym wysiękiem. Zawiera warstwę superabsorbentu. Może być używany jako opatrunek pierwotny lub wtórny. Rozmiar 10x10cm		op.a"1 szt	20								
16.	Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodu, tuba 15g		op.a'15g	12								
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO									0,00	0,00	0,00	